

# 3-Gallon Sharps Container with Rotor Lid

Model 333 / Modelo 333 / Modèle 333 (11,3 l)



*See instructions  
for use on back.*

*Vea las instrucciones  
para la parte posteriora  
del uso encendido.*

*Voir les instructions  
pour le dos d'utilisation  
en fonction.*

## **ATTENTION**

***Please review these instructions carefully  
before using this container.***

- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only (X)
- Non-toxic, latex-free and heavy metal free (LATEX)

## **ATENCIÓN**


***Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente  
antes de usar este contenedor.***

- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso (X)
- No tóxico, no contiene látex ni metal pesado (LATEX)

## **ATTENTION**

***Lire ces instructions attentivement avant  
d'utiliser ce contenant.***

- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement (X)
- Non toxique, ne contient pas de latex ni de métaux lourds (LATEX)



## 1. To assemble

- Align front of lid (lid opening) to front of base (biohazard label).
- Align tabs to holes in base. If they do not align, make sure lid and base are both facing forward.
- Press lid to base until all tabs snap into slots and are secure.

## 2. To mount in bracket

**NOTE:** This container must be wall-mounted during use.

- Mount on wall using wall mounting bracket #423 000 (non-locking) or #425 000 (locking). Gently slide container down into bracket.
- Can also be used with #1031 locking wall cabinet.

## 3. To use

- Place sharps horizontally into cradle opening. Pull cylinder forward if necessary to drop sharps into container.
- Check fill level regularly. Replace container when fill level is reached.

## 4. Final closure

- When full, insert tabs on cylinder closure into slots and press firmly.
- Remove container from bracket.

## 5. Disposal

Dispose of container according to facility policy. May be autoclaved or incinerated.

## 1. Para armarlo

- Alinee el frente de la tapa (la abertura de la tapa) con el frente de la base (etiqueta de riesgo biológico).
- Alinee las lengüetas con los agujeros de la base. Si no quedan alineados, asegúrese de que tanto la tapa como la base apunten hacia adelante.
- Presione la tapa sobre la base hasta que todas las lengüetas entren firmemente en las ranuras y estén seguras.

## 2. Para montarlo en el soporte

**NOTA:** Este contenedor tiene que montarse en la pared durante su uso.

- Móntelo en la pared utilizando el soporte para montaje en la pared No. 423 000 (sin cerradura) o No. 425 000 (con cerradura).
- Deslice suavemente el contenedor en el soporte. También se puede usar con el gabinete de pared No. 1031 con cerradura.

## 3. Para usarlo

- Coloque los objetos punzocortantes horizontalmente en la abertura del soporte. Tire del cilindro hacia adelante para dejar caer los objetos punzocortantes dentro del contenedor.
- Examine el nivel de llenado con frecuencia. Reemplace el contenedor cuando se haya llenado hasta el nivel indicado.

## 4. Cierre permanente

- Cuando esté lleno, introduzca las lengüetas de cierre del cilindro en las ranuras correspondientes y presione firmemente.
- Desprenda el contenedor del soporte.

## 5. Desecho

Deseche el contenedor de acuerdo con las normas establecidas. Se puede autoclavear o incinerar.



## 1. Assemblage

- Aligner l'avant du couvercle (ouverture du couvercle) avec l'avant de la base (qui porte l'étiquette d'avertissement de danger biologique).
- Aligner les languettes avec les fentes de la base. Si les languettes et les fentes sont mal alignées, vérifier que le couvercle et la base sont tous les deux orientés vers l'avant.
- Enfoncer le couvercle sur la base jusqu'à ce que toutes les languettes s'enclenchent fermement dans les fentes.

## 2. Montage dans le support

**N.B. :** Ce contenant doit être monté au mur lors de son utilisation.

- Monter le contenant au mur à l'aide du support n° 423 000 (non verrouillable) ou n° 425 000 (verrouillable).  
Faire glisser délicatement le contenant dans son support.
- Le contenant peut aussi être utilisé avec l'armoire au mur verrouillable n° 1031.

## 3. Emploi

- Placer les objets piquants et tranchants à l'horizontale dans l'ouverture du panier. Tirer le cylindre vers l'avant pour laisser les objets tomber dans le contenant.
- Vérifier le niveau du contenant régulièrement. Remplacer le contenant lorsque le niveau de remplissage a été atteint.

## 4. Fermeture finale

- Lorsque le contenant est plein, insérer les languettes dans les fentes du cylindre et appuyer fermement sur ce dernier.
- Retirer le contenant de son support.

## 5. Mise au rebut

Mettre au rebut le contenant selon les directives de l'établissement. Peut être stérilisé à l'autoclave ou incinéré.