

Wall Safe® Sharps Disposal Container

Models 125 and 150 / Modelos 125 y 150 / Modèles 125 et 150

ATTENTION

*Please review these instructions carefully
before using this container.*

- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only (ⓧ)
- Non-toxic, latex-free and heavy metal free (LATEX)



*See instructions
for use on back.*

*Vea las instrucciones
para la parte posteriora
del uso encendido.*

*Voir les instructions
pour le dos d'utilisation
en fonction.*

ATENCIÓN


*Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente
antes de usar este contenedor.*

- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso (ⓧ)
- No tóxico, no contiene látex ni metal pesado (LATEX)

ATTENTION

*Lire ces instructions attentivement avant
d'utiliser ce contenant.*

- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement (ⓧ)
- Non toxique, ne contient pas de latex ni de métaux lourds (LATEX)



1a

1. To assemble

- Insert three tabs on cover into the three front slots in base.
- Rotate cover over base to snap tabs in slots on back and sides of container. Push down to lock cover in place.
- Check all tabs for a positive lock.

2. To mount in bracket

NOTE: This container must be wall-mounted during use.

Mount on wall using Wall Safe mounting bracket #410 020. Gently slide Wall Safe down into bracket until it clicks.

3. To use


- Brush back lid with one-handed motion, dropping syringe horizontally
- Check fill level regularly. Replace container when fill level is reached.

4. Final closure

- When full, insert center tab into slot on lid for final closure.
- To remove Wall Safe from bracket, insert the bracket key, #415 020, into slot at bottom of unit, push up and release from bracket.

5. Disposal

Dispose of container according to facility policy. Wall Safes may be autoclaved or incinerated.



1b

1. Para armarlo

- Introduzca las tres lengüetas de la cubierta en las tres ranuras del frente situadas en la base.
- Gire la cubierta sobre la base para trabar las lengüetas en las ranuras situadas en la parte posterior y en los costados del contenedor. Presione hacia abajo para fijar la cubierta en su lugar.
- Verifique que todas las lengüetas estén bien trabadas en su lugar.

2. Para montarlo en el soporte

NOTA: Este contenedor tiene que montarse en la pared durante su uso.

Móntelo en la pared utilizando el soporte para montaje Wall Safe No. 410 020. Deslice suavemente el contenedor Wall Safe en el soporte hasta que escuche un chasquido.

3. Para usarlo


- Haga la tapa hacia atrás mediante un movimiento con la mano, dejando caer la jeringa horizontalmente
- Examine el nivel de llenado con frecuencia, mirando a través de la ventana Safeview™ situada arriba de la etiqueta.

4. Cierre permanente

- Cuando se llene el contenedor, introduzca la lengüeta central en la ranura de la tapa para cerrarlo permanentemente.
- Para separar el contenedor Wall Safe del soporte, introduzca la llave del soporte, No. 415 020, en la ranura situada en la parte inferior de la unidad, presione hacia arriba y desprenda el contenedor del soporte.

5. Desecho

Deseche el contenedor de acuerdo con las normas establecidas. Los contenedores Wall Safe se pueden autoclavar o incinerar.



1c

1. Assemblage

- Insérer les trois languettes du couvercle dans les trois fentes avant de la base.
- Tourner le couvercle sur la base pour enclencher les languettes dans les fentes à l'arrière et sur les côtés du contenant. Appuyer sur le couvercle pour le verrouiller en place.
- Vérifier toutes les languettes pour vous assurer que le couvercle est bien verrouillé.

2. Montage dans le support

N.B. : Ce contenant doit être monté au mur lors de son utilisation.

Monter le contenant au mur en utilisant le support de montage Wall Safe n° 410 020. Faire glisser délicatement le contenant dans son support jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est enclenché.

3. Emploi

- Faire glisser le couvercle vers l'arrière avec la main, laisser les seringues tomber horizontalement dans le contenant.
- Vérifier le niveau du contenant en regardant régulièrement par la fenêtre Safeview^{MC} qui se trouve juste au-dessus de l'étiquette.

4. Fermeture finale

- Lorsque le contenant est plein, insérer la languette centrale dans la fente du couvercle pour le fermer en permanence
- Pour enlever le contenant Wall Safe de son support, insérer la clé du support n° 415 020 dans la fente au bas de l'unité, pousser vers le haut et libérer le contenant du support.

5. Mise au rebut

Mettre au rebut le contenant selon les directives de l'établissement.
Les contenants Wall Safe peuvent être stérilisés à l'autoclave ou incinérés.